

RF CLINIC Pro

Radiofrequenza Professionale

30 PROGRAMMI

7 Viso - 13 Pelle - 10 Cellulite

GLOBUS RF CLINIC PRO è un innovativo apparecchio PROFESSIONALE che genera onde di radiofrequenza per applicazioni estetiche, contro l'invecchiamento della pelle sia del viso che di tutto il corpo, grazie al nuovo manipolo è inoltre in grado di fare anche il trattamento della cellulite e programmi di rassodamento.

Globus RF Clinic PRO favorisce inoltre la vascolarizzazione e la rigenerazione del tessuto cutaneo, eliminando gli inestetismi causati dall'esposizione ai raggi solari e dall'invecchiamento della pelle.

APPLICAZIONI DELLA RADIOFREQUENZA

Moltissime ricerche scientifiche hanno dimostrato che la RADIOFREQUENZA stimola la circolazione e il metabolismo cellulare producendo

- attenuazione delle rughe e livellamento della pelle
- recupero dell'elasticità cutanea (elastosi e lassità cutanea)

Grazie alla Tecnologia GLOBUS, che permette di controllare tutti i parametri d'impulso (Freq. di stimolo da 470 KHz a 2 MHz, durata e potenza), è possibile modulare l'energia sull'area da trattare in modo da ottenere la massima efficacia sia nelle applicazioni superficiali che nei trattamenti profondi.

COME FUNZIONA

La Radiofrequenza (RF) produce energia, percepita come calore, che stimola il metabolismo dei tessuti trattati. Il flusso di radiofrequenza RF infatti, attraversando la pelle, produce l'aumento di temperatura dei tessuti sottostanti e, in particolare, delle strutture di sostegno, elastina e fibre collagene, che ne determinano elasticità e compattezza.

L'energia del calore attiva i fibroblasti stimolandoli a produrre nuovo collagene con conseguente rigenerazione del tessuto (collagenesi). Il derma risulta così più tonico e la pelle più tesa.

• 10 PROGRAMMI LIBERI

• 7 programmi VISO

area dedicata ai trattamenti del viso

• 13 programmi PELLE

area dedicata alla pelle delle varie parti del corpo

• 10 programmi CELLULITE

area dedicata ai programmi contro gli inestetismi della cellulite e delle adiposità



CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza: 200 W (a 50 Ω)

Uscite: 1 - Manipolo: 1 Rf Clinic 100 e 1 Rf Clinic 500


Frequenza di emissione: da 470 KHz a 2 MHz

Alimentazione: a rete 220V 50/60 Hz o batteria ricaricabile (non in dotazione)

Dimensioni: 17 x 22 x 6 cm

Display retroilluminato

Sistema accoppiamento: resistivo

Dispositivo 

Standard: EN 60601-1; EN 60601-1-2;

DOTAZIONE

1 valigetta

1 unità Globus RF Clinic Body

1 manipolo RF Clinic 100

1 manipolo RF Clinic 500 (\varnothing 50 mm)

1 manuale

1 confezione Gel

ACCESSORI NON IN DOTAZIONE

manipolo RF Clinic 300 (\varnothing 30 mm)

RF CLINIC Pro

Elenco programmi

VISO

Rughe viso
Rughe occhi
Acne Viso
Micro-Lifting Viso
Couperose
Foruncoli viso
Anti Age

PELLE

Acne pelle
Rughe Corpo
Rughe pelle sensibile
Micro-Lifting décolleté
Smagliature
Elasticità Pelle
Collagene Bio-Skin
Cicatrici
Foruncoli corpo
Skin restructure
Skin smoothing
Rassodamento
Massaggio

CELLULITE

Lipolisi
Cellulite
Cellulite edematosa
Cellulite fibrosa
Culotte de cheval
Cellulite pelle a buccia d'arancia
Adiposità maschile addome
Adiposità maschile fianchi
Adiposità maschile arti inferiori
Adiposità maschile arti superiori