

# MAGNUM L

## MAGNETOTERAPIA

### 8 PROGRAMMI

#### 8 Salute- Rehab

- **POTENZA GAUSS:** 160 Gauss di picco; 60 Gauss medi; potenza regolabile con step di 5
- **DISPLAY:** un ampio e **RETROILLUMINATO** display grafico permette la visualizzazione di tutti i parametri e la facilità dei comandi rende l'apparecchio completo e facile da utilizzare
- **TIPO DI TERAPIA:** apparecchio per magnetoterapia a campi magnetici pulsati a bassa frequenza
- **SOLENOIDE DI NUOVA GENERAZIONE:** possibilità di trattare le patologie in modalità profonda o in superficie grazie al suo speciale solenoide nato dalla ricerca Globus con la collaborazione dei più importanti studi di fisioterapia. Permette inoltre sia il trattamento di superfici estese come la schiena, che di superfici piccole come un polso
- **8 PROGRAMMI PREIMPOSTATI**
- **CANALI DI USCITA:** 1 canale
- **ALIMENTAZIONE:** rete 220V

#### CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

**COD.G3947** MAGNUM L 1 solenoide flessibile



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali: 1  
Intensità erogabile: 160 Gauss di picco totale, 60 Gauss di media.  
Alimentazione: a rete 220V  
Display grafico RETROILLUMINATO di grandi dimensioni e sistema di navigazione EASY-PRO con tastiera joystick  
Dispositivo in Classe II A  
Conforme alla direttiva 93/42/CEE-2007/47/CEE

#### DOTAZIONE

1 borsa  
1 solenoide flessibile  
1 unità magnetoterapia Magnum L  
1 alimentatore  
1 manuale d'uso

# MAGNUM L

## Elenco programmi

### SALUTE-REHAB

Piccole fratture  
Grandi fratture  
Osteoartrite Cervicale  
Dolore Schiena

Osteoporosi  
Artrosi  
Artrite  
Epicondilite

Il Magnum L ha un solo canale di erogazione. Acquistando il cavo sdoppiatore sarà possibile duplicare il canale e quindi utilizzare (anche sul Magnum L) due accessori contemporaneamente. Si consiglia l'utilizzo dell'accessorio B-MAT con dispositivi che erogano un maggiore campo energetico, come il Magnum XL o il MAGNUM XL PRO.

### ACCESSORI OPZIONALI PER MAGNETOTERAPIA GLOBUS:

**G4275 Solenoide SOFT Singolo:** morbido e confortevole solenoide ad 1 spira, in tessuto facilmente lavabile e sanitizzabile. Dimensioni 12x12 cm.

**G4276 Tappetino SOFT 4 :** morbido e confortevole tappetino, a due canali e composto da 4 spire totali, in tessuto facilmente lavabile e sanitizzabile. Ideale per applicazioni lombari, alle anche, ai piedi e alle mani .  
Dimensioni 25x25 cm

**G4277 Cavo Sdoppiatore Magneto:** con questo accessorio sarà possibile sdoppiare i canali, utilizzando ad es. 2 solenoidi singoli SOFT sullo stesso canale o due solenoidi rigidi o due solenoidi flessibili.

**G1407 Solenoide FLESSIBILE:** diffusore flessibile a due solenoidi. Dimensioni 35x11 cm.

**G1408 Solenoide FLESSIBILE 40X15:** diffusore flessibile a quattro solenoidi. Dimensioni 40x15 cm.

**G0995 Solenoide RIGIDO Singolo :** diffusore in gomma ad un solenoide, facilmente lavabile e sanitizzabile .  
Dimensioni 12x11 cm.

**G3938 MAT 100:** tappeto con 4 solenoidi da collegare ad 1 canale della nostra magnetoterapia. Cm 44x70

**G3941 B-MAT 200:** materasso, cm 176x70, compost da 4 tappeti, di cui 2 con solenoidi (tot 8 solenoidi).

**G3942 B-MAT 300:** materasso, cm 176x70, compost da 4 tappeti, di cui 3 con solenoidi (tot 12 solenoidi).

**G3943 B-MAT 400:** materasso, cm 176x70, compost da 4 tappeti, tutti con solenoidi (tot 16 solenoidi).